



Cavetto Sdoppiatore per 28370/6/8, 28380/2 - Kit di 4 (2 Blu + 2 Gialli) - Ricambio

Codice GEF (SKU) 28375

EAN / GTIN 8019781471147

Confezione kit 4 pz.

Cavetto sdoppiatore - kit di 4 (2 blu + 2 gialli) - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8019781471147

CODICE GEF

28375



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697