



TENS MIO-CARE FITNESS 2 canali

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28376

EAN / GTIN 8019781471123

Confezione 1

MIO-CARE FITNESS - 55 programmi (20 medicali + 15 beauty + 20 fitness) 55 PROGRAMMI 500 APPLICAZIONI - elettrostimolatore a 2 canali indipendenti - generatore di onda quadra bifasica e compensata: nessun effetto termico di polarizzazione - tastiera digitale facile da usare - istruzioni programma e tempo residuo su schermo grafico - batteria interna ricaricabile - intensità massima 100 mA (200 mA pk-pk) - conforme a DDM 93/42/CEE Borsa per trasporto, 2 cavi connessione elettrodi con sdoppiatori, manuale* (GB, FR, IT, DE, ES), 8 elettrodi adesivi, batteria interna ricaricabile, caricabatteria. *PT su richiesta Dimensioni: 60x135x19 mm

● 20 PROGRAMMI MEDICALI:

- Tens convenzionale (rapido)
- Tens endorfinico (ritardato)
- Tens ai valori massimi
- Antinfiammatorio
- Cervicalgia/cefalea miotensiva
- Lombalgia/sciatalgia
- Distorsioni/contusioni
- Vascolarizzazione
- Decontratturante
- Dolori mano e polso
- Stimolazione plantare
- Epicondilitis
- Epatocleite
- Periartrite
- Ematomi
- Prevenzione atrofia
- Atrofia (recupero trofismo)

● Microcorrente

- Incontinenza da sforzo
- Incontinenza da urgenza

● 15 PROGRAMMI BEAUTY:

- Rassodamento arti superiori e tronco
- Rassodamento arti inferiori
- Tonificazione arti superiori e tronco
- Tonificazione arti inferiori
- Definizione arti superiori e tronco
- Definizioni arti inferiori
- Modellamento
- Microlifting
- Lipolisi addome
- Lipolisi cosce
- Lipolisi glutei e fianchi
- Lipolisi braccia
- Elasticità dei tessuti
- Capillarizzazione

● Pesantezza alle gambe

● 20 PROGRAMMI FITNESS:

- Riscaldamento
- Resistenza arti superiori e tronco
- Resistenza arti inferiori
- Forza resistente arti superiori e tronco
- Forza resistente arti inferiori
- Forza base arti superiori e tronco
- Forza base arti inferiori

- Forza Veloce arti superiori e tronco
- Forza Veloce arti inferiori
- Forza esplosiva arti superiori e tronco
- Forza esplosiva arti inferiori
- Capillarizzazione profonda
- Recupero muscolare
- Agonista Antagonista
- Contrazioni toniche sequenziali a.s. e t.
- Contrazioni toniche sequenziali a.i.
- Contrazioni fasiche sequenziali a.s. e t.
- Contrazioni fasiche sequenziali a.i.
- Decontratturante
- Massaggio profondo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z120601

EAN / GTIN

8019781471123

CODICE GEF

28376



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it