



Elettrostimolatore Professionale

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **28382**

EAN / GTIN **8019781501011**

Confezione **1**

ELETTROSTIMOLATORE PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PROGRAMMI:
- 21 NEMS
- 14 TENS
- 14 BEAUTY
- 9 UROLOGIA
- 27 RIABILITAZIONE
- 13 MEMORIE LIBERE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120601

EAN / GTIN

8019781501011

CODICE GEF

28382



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
 info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697