



## ADATTATORI A CLIP 2 mm -rossi

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28391

EAN / GTIN 8033695721624

Confezione 1

ADATTATORI CLIP 2 mm - rosso - conf. da 10 pz.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12050380

EAN / GTIN

8033695721624

CODICE GEF

28391



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697