



Cavo Bianco T-one per 28401-2 - Ricambio

Codice GEF (SKU) 28398

EAN / GTIN 8019781472281

Confezione 1 pz.

T-ONE cavo bianco - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8019781472281

CODICE GEF

28398



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697