



T-ONE COACH elettroterapia a 4 canali

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28401

EAN / GTIN 8019781501080

Confezione 1

ELETTROTHERAPIA T-ONE COACH - 4 canali Stimolatore muscolare altamente performante per migliorare l'attività fisica. Grazie ai programmi di facile utilizzo, è il dispositivo ideale per atleti non professionisti e amanti dello sport. In aggiunta alla stimolazione muscolare, è consigliato dai protocolli TENS per alleviare il dolore e per la riabilitazione in seguito ad infortuni. Caratteristiche - generatore di corrente costante (garantisce una corrente continua anche in caso di cambiamento delle condizioni cutanee; si spegne in caso di disconnessione accidentale degli elettrodi) - 4 canali indipendenti (possibilità di collegare fino a 8 elettrodi) - onda quadra bifasica compensata: la quantità di corrente dal polo positivo al negativo è costante per evitare l'effetto di polarizzazione - generatore di onda monofasica (solo per i programmi di ionoforesi) - 2+2 programmi utente - display a colori retroilluminato - feedback utilizzatore: il dispositivo riconosce se il paziente è collegato - tastiera a sfioramento di facile utilizzo - manuale online in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE) su display - batteria ricaricabile 4,8 V - programmi personalizzati per uomo e donna - intensità massima 240 mApp, con regolazione a step di 1 mA
Dimensioni: 150x90x35 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BEAUTY (18 PROGRAMMI) Rassodamento Tonificazione Definizione Modellazione Microlifting Lipolisi addome Lipolisi cosce Lipolisi glutei e fianchi Lipolisi braccia Elasticità tessuti Capillarizzazione Pesantezza gambe Microlifting viso Handy Trode Microlifting seno Handy Trode Microlifting décolleté Handy Trode Rughe viso Handy Trode Rughe fronte Handy Trode Collagene
- TENS (16 PROGRAMMI) Tens rapido Tens endorfinico Valori massimi Tens Infiammatorio Dolore al collo Dolore alla schiena/sciatica Distorsioni/contusioni Vascolarizzazione Rilassamento muscolare Dolore mano e polso Stimolazione plantare Epicondilitis Epitroclea Periartrite Tens Burst Microcorrente
- NEMS (14 PROGRAMMI) Riscaldamento Resistenza Forza di resistenza Forza di base Forza rapida Forza esplosiva Capillarizzazione profonda Recupero muscolare Agonista/Antagonista Contrazioni toniche sequenziali Contrazioni fisiche sequenziali Rilassamento muscolare Massaggio profondo EMS
- 2+2 Tens rapido Tens endorfinico Rassodamento Tonificazione Definizione Modellazione Microlifting Rilassamento muscolare Massaggio Capillarizzazione

CLASSE DM

II A

CND

Z120601

EAN / GTIN

8019781501080

CODICE GEF

28401



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it