



## T-ONE MEDI SPORT elettroterapia a 4 canali

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28402

EAN / GTIN 8019781501097

Confezione 1

ELETTROTHERAPIA T-ONE MEDISPORT - 4 canali Dispositivo professionale per specialisti dello sport. Gli appositi programmi di stimolazione muscolare aiutano a migliorare le prestazioni sportive. Aumenta la forza e contribuisce al recupero dopo infortuni sportivi con protocolli di trattamento specifici. Caratteristiche - generatore di corrente costante (garantisce una corrente continua anche in caso di cambiamento delle condizioni cutanee; si spegne in caso di disconnessione accidentale degli elettrodi) - 4 canali indipendenti (possibilità di collegare fino a 8 elettrodi) - onda quadra bifasica compensata: la quantità di corrente dal polo positivo al negativo è costante per evitare l'effetto di polarizzazione - generatore di onda monofasica (solo per i programmi di ionoforesi) - 2+2 programmi utente - display a colori retroilluminato - feedback utilizzatore: il dispositivo riconosce se il paziente è collegato - tastiera a sfioramento di facile utilizzo - manuale online in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE) su display - batteria ricaricabile 4,8 V - programmi personalizzati per uomo e donna - intensità massima 240 mApp, con regolazione a step di 1 mA  
Dimensioni: 150x90x35 mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- BEAUTY (18 PROGRAMMI) Rassodamento Tonificazione Definizione Modellazione Microlifting Lipolisi addome Lipolisi cosce Lipolisi glutei e fianchi Lipolisi braccia Elasticità tessuti Capillarizzazione Pesantezza gambe Microlifting viso Handy Trode Microlifting seno Handy Trode Microlifting décolleté Handy Trode Rughe viso Handy Trode Rughe fronte Handy Trode Collagene
- REHA (10 PROGRAMMI) Ionoforesi L Ionoforesi M Ionoforesi H Microcorrente MENS Ematimi Edemi Tens sequenziale Tens Burst Prevenzione Atrofia Atrofia
- TENS (16 PROGRAMMI) Tens rapido Tens endorfinico Valori massimi Tens Infiammatorio Dolore al collo Dolore alla schiena/sciatica Distorsioni/contusioni Vascolarizzazione Rilassamento muscolare Dolore mano e polso Stimolazione plantare Epicondilitis Epitroclea Periartrite Tens Burst Microcorrente
- NEMS Riscaldamento Resistenza Forza di resistenza Forza di base Forza rapida Forza esplosiva Capillarizzazione profonda Recupero muscolare Agonista/Antagonista Contrazioni toniche sequenziali Contrazioni fisiche sequenziali Rilassamento muscolare Massaggio profondo EMS Resistenza 30' Forza di resistenza 30' Forza di base 20' Forza rapida 20' Forza esplosiva 20' Ipertrofia 20'
- NEM Tens mem 1 Tens mem 2 Tens mem 3 Tens mem 4 Tens mem 5 NEMS mem 1 NEMS mem 2 NEMS mem 3 NEMS mem 4 NEMS mem 5 NEMS alternato Test batteria
- 2+2 Tens rapido Tens endorfinico Rassodamento Tonificazione Definizione Modellazione Microlifting Rilassamento muscolare Massaggio Capillarizzazione Infiammatorio Resistenza, forza di resistenza Forza di base, forza rapida Forza esplosiva, Ipertrofia Microlifting viso Handy Trode Microlifting seno Handy Trode Microlifting décolleté Handy Trode Rughe viso Handy Trode Rughe fronte Handy Trode

CLASSE DM

**II A**

CND

**Z120601**

EAN / GTIN

**8019781501097**

CODICE GEF

**28402**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)