



## Batteria Ni-mh per 28401, 28402

Codice GEF (SKU) 28403

EAN / GTIN 8019781002037

Confezione 1 pz.

BATTERIA Ni-Mh 4,8 V 2300 mA per 28401, 28402

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8019781002037

CODICE GEF

28403



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697