



T-ONE MEDI PRO elettroterapia a 4 canali

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28404

Confezione 1

T-ONE MEDI PRO elettroterapia a 4 canali

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z120601

CODICE GEF

28404



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697