



ther Tens/ems 2 Canali 36 Programmi

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28406

EAN / GTIN 8023279284065

Confezione 1

GIMA-THER TENS/EMS 2 canali 36 programmi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 36 PROGRAMMI - TENS/EMS/MASSAGGIO:
- TENS (Elettrostimolazione nervosa transcutanea)
- Parti del corpo: spalle, zona lombare, articolazioni, anche, braccia, gambe
- Programmi trattamento: 18 programmi
- Tempo trattamento: 30 minuti
- EMS (Elettrostimolazione muscolare)
- Parti del corpo: spalle, schiena, arti e anche
- Programmi trattamento: 15 programmi
- Tempo trattamento: 28, 30 e 32 minuti
- MASSAGGIO
- Programmi trattamento: 3 programmi
- Tempo trattamento: 30 minuti
- CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Canali 2
- Forma d'onda: onde quadre bifasiche
- Tensione di uscita: Max. 120 Vpp (a 1000 ohm)
- Corrente di uscita: Max. 60 mA (a 1000 ohm)
- Intensità: regolabile da 0 a 60 livelli
- Tipo di corrente: Corrente costante (CC)
- Alimentazione: 6,0 V C.C., 4 batterie AAA 1,5 V
- Display: Grande, LCD, retroilluminato
- Dimensioni - Peso: 120,5x69,5x27 mm - 104 g
- Classificazione: parte applicata di tipo BF, alimentazione interna, IP22
- Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-11, IEC60601-2-10, IEC62304

CLASSE DM

Ila

CND

Z120601

EAN / GTIN

8023279284065

CODICE GEF

28406



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it