



# ELETTRODI RIUTILIZZABILI 50x50 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28408

EAN / GTIN 6971763600124

Confezione 1

ELETTRODI PREGELLATI RIUTILIZZABILI 50x50 mm - conf. da 4

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z120601

EAN / GTIN

6971763600124

CODICE GEF

28408



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697