



## PRESSOMASSAGGIO AD ARIA DIGITALE ANYCARE con 2 gambali A

Codice GEF (SKU) **28415**

EAN / GTIN **8809315671514**

Confezione **1**

PRESSOMASSAGGIO DIGITALE ANYCARE - GAMBALE A Intensità e durata della pressione regolabili secondo le necessità del paziente. Collaudo pressione nelle singole camere. Portatile, facile da usare, per uso domiciliare. Fornito con 2 gambali A (74x62 cm) a 4 camere, 1 tubo doppio e 2 guide in plastica per i piedi, manuale multilingue (GB, FR, IT,ES). Consumo energetico: 32 W (40 VA) +10% Tensione: CA 220V - 50-60 Hz Il corpo umano ha una circolazione periferica sanguigna e linfatica. La terapia di pressoamassaggio è un sistema automatico di drenaggio e di ausilio alla circolazione che aiuta i pazienti durante la convalescenza, migliorando la circolazione sanguigna e linfatica e il metabolismo. Costituito da camere d'aria e da un compressore ad aria, massaggia le gambe, le braccia o la vita. Indicazioni per uso domiciliare

- Piedi o mani intorpiditi
- Freddo a piedi o mani
- Cura dello stress
- Traumi da palestra
- Insonnia
- Corpo sano e pelle elastica
- Avanzamento età, debolezza, fatica

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8809315671514**

CODICE GEF

**28415**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697