



TUBO RACCORDO DOPPIO per due collegamenti

Codice GEF (SKU) 28427

EAN / GTIN 8809802640689

Confezione 1

• Tubo doppio per collegare due manicotti • Tipo: NUOVO (I manicotti nuovi possono essere usati solo con tubo Anycare standard o con codici 28426-8)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8809802640689

CODICE GEF

28427



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697