



KURA TENS 2 Canali

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 28431

EAN / GTIN 8023279284317

Confezione 1

KURA TENS 2 canali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Canali di uscita: 2
- Parti del corpo: girovita, schiena, braccia, gambe, articolazioni, spalle, adduttori e glutei, petto, ventre, piedi
- Durata trattamento: da 15 a 30 minuti
- Larghezza di banda: 0~100 us
- Gamma frequenza impulsi: 0-100 Hz
- Tensione di uscita: 0~60 V \pm 20% (a 500 ohm)
- Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V
- Dimensioni - Peso: 120,3x60,3x20,6 mm - 73 g (escluse batterie)
- Classificazione: alimentazione interna, parte applicata di tipo BF, IP22

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | LINGUA | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|--|---------------|------------|
| 28431 | 6 programmi GB,FR,ES,PT,DE,NL,PL,CZ,SE,Arabo | 8023279284317 | 1 |
| 28432 | 6 programmi IT,DK,LT,FI,HU,RO,HR,SI,GR,BG | 8023279284324 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

Ila

CND

Z120601

EAN / GTIN

8023279284317

CODICE GEF

28431



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it