



Bracciale per Cod. 28430

Codice GEF (SKU) 28436

• BRACCIALE • Tipo: VECCHIO (manicotti vecchi possono essere usati solo con tubo Maylea standard o con codice 28440) • Circonferenza: 50 cm • Lunghezza: 88 cm Gambali e bracciali - Miglioramento del flusso venoso - Drenaggio linfa stagnante, detox e cellule grasse - Effetto massaggio - Effetto stretching - Effetto respirazione profonda (respirazione addominale)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALE
- Tipo: VECCHIO (manicotti vecchi possono essere usati solo con tubo Maylea standard o con codice 28440)
- Circonferenza: 50 cm
- Lunghezza: 88 cm Gambali e bracciali - Miglioramento del flusso venoso - Drenaggio linfa stagnante, detox e cellule grasse - Effetto massaggio - Effetto stretching - Effetto respirazione profonda (respirazione addominale)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28436



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697