



Guaina Tronco per Cod. 28430

Codice GEF (SKU) 28437

Guaina per tronco - 130 x 38 cm - per sistema di pressoterapia semiprofessionale DL 2002 D BASIC(cod. 28430).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Guaina per tronco - 130 x 38 cm - per sistema di pressoterapia semiprofessionale DL 2002 D BASIC(cod. 28430).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28437



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697