



# PRESSOTERAPIA PROFESSIONALE DOCTOR LIFE MK400 2 gambali

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **28441**

EAN / GTIN **8809802641235**

Confezione **1**

Sistema professionale di compressione MK400L, con due gambali XL a tubi singoli. MK400L è un sistema terapeutico professionale di compressione che dispone delle funzioni basilari per aiutare tutte le tipologie di pazienti. Possibilità di utilizzare 2 gambali contemporaneamente; MK400L è dotato di 2 prese di connessione. Il corpo umano è costituito da circolazione periferica sanguigna e linfatica. I nostri sistemi aiutano i pazienti a riprendersi dalla malattia, migliorando la circolazione sanguigna, linfatica e il metabolismo. I nostri sistemi sono composti da camere d'aria e da un compressore ad aria ed offrono un massaggio alle gambe, alle braccia e alla vita. Indicazioni Mediche: • DVT (Trombosi Venosa Profonda) • Edema linfatico • Post-paralisi • Trombosi arti • Venosclerosi • CVI (Insufficienza Venosa Cronica) • Post-mastectomia • Post-trauma • Lesioni del midollo spinale • Vene varicose • Sciatica • Distorsioni • Diabete • Insufficienza arteriosa Indicazioni per uso domiciliare: • Edema linfatico • Malattie causate da povera circolazione sanguigna • Scioglimento dei grassi • Trattamento linfatico donne gravide • Piedi o mani intorpiditi • Freddo ai piedi o mani • Cura dello stress • Traumi da palestra • Insonnia • Pelle del corpo più elastica • Avanzamento età, debolezza e affaticamento Tale sistema garantisce 3 modalità di compressione (ondulazione, spremitura, doppia spremitura), parametri di compressione inversa, funzioni di selezione per scegliere direttamente le zone da comprimere e un regolatore di velocità. Tastiera touch screen. Istruzioni: GB, IT, ES.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di pressione: 10~200 mmHg
- Rilevamento automatico di pressione
- Tensione di esercizio: 220-240 V, 50/60 Hz, 50 VA
- Tempo di utilizzo: 1~90 minuti
- Dim. prodotto: 415x310x160 mm
- Peso prodotto: 6,5 kg

CLASSE DM

**II A**

CND

**Z120607**

EAN / GTIN

**8809802641235**

CODICE GEF

**28441**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)