

GEF Medica

Tubo Raccordo Ricambio per Cod. 28441

Codice GEF (SKU) 28445

Tubo singolo di raccordo. Ricambio per sistema di pressoterapia professionale DOCTOR LIFE MK400 (cod. 28441)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo singolo di raccordo.
- Ricambio per sistema di pressoterapia professionale DOCTOR LIFE MK400 (cod. 28441)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28445



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697