



Guaina Addominale a 6 Camere per 28441

Codice GEF (SKU) 28447

EAN / GTIN 8809802641457

Guaina addominale a 6 camere per Pressoterapia Professionale DOCTOR LIFE MK400 (cod. 28441). Circonferenza min-max 94-125 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Guaina addominale a 6 camere per Pressoterapia Professionale DOCTOR LIFE MK400 (cod. 28441). Circonferenza min-max 94-125 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8809802641457

CODICE GEF

28447



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697