



Guaina Tronco per Cod. 28450

Codice GEF (SKU) 28455

Guaina vita - 128 x 51 cm - per sistema di pressoterapia professionale DL850 (cod. 28450).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Guaina vita - 128 x 51 cm - per sistema di pressoterapia professionale DL850 (cod. 28450).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28455



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697