



Materasso Antidecubito Ad Acqua

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28502

EAN / GTIN 8023279285024

Confezione 1

MATERASSO AD ACQUA IN PVC Facilita i movimenti e distribuisce la pressione su tutta la superficie di supporto. La doppia cucitura sigillata garantisce massima resistenza e durata. PVC estremamente robusto e facile da pulire con qualsiasi detergente delicato. Bordo ad aria + 3 elementi ad acqua. Fornito con pompa a mano e tubo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: PVC spesso 0,4 mm
- Dimensioni esterne: 200 x 93 x 11,5 cm
- Dimensioni di ogni elemento: 69 x 60 x 11,5 cm
- Peso: 3,5 kg

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y033306

EAN / GTIN

8023279285024

CODICE GEF

28502



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697