



BACINELLA GONFIABILE SHAMPOO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28507

EAN / GTIN 8023279285079

Confezione 1

BACINELLA PER SHAMPOO Bacinella gonfiabile ideale per lavare la testa alle persone allettate. Supporta la testa, il collo e le spalle durante lo shampoo. La profondità di 20 cm evita gli schizzi. Il tubo di scarico elimina l'acqua e la schiuma. Fornito con sacca per l'acqua e soffione da doccia a clip. Dimensioni: 53 x 61 x 20 cm. Portata: 10 l

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279285079

CODICE GEF

28507



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697