



Borsa Acqua per Cod 28507 - Ricambio

Codice GEF (SKU) 28509

EAN / GTIN 8023279285093

Sacca per l'acqua di ricambio per bacinella shampoo cod. 28507. Utile per trasportare l'acqua laddove non sia accessibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sacca per l'acqua di ricambio per bacinella shampoo cod. 28507. Utile per trasportare l'acqua laddove non sia accessibile.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279285093

CODICE GEF

28509



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697