

GEF Medica

# CUSCINO ANTIDECUBITO BULGEL 41x41x3 cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28530

EAN / GTIN 03701127718171

Confezione 1

CUSCINO BULGEL 41x41x3 cm PREVENZIONE DEL DECUBITO DA BASSO A MEDIO RISCHIO Portata 30-120 Kg. Made in France. Questo cuscino antidecubito è costituito da una sacca ignifuga in schiuma di PE ricoperta con un gel acquoso. La linea di cuscini è progettata per prevenire le piaghe da decubito nei pazienti costretti in posizioni sedute per lungo tempo o pazienti in carrozzina. Tutti i cuscini in gel o schiuma sono forniti con una fodera impermeabile in PU con una cerniera e una maniglia.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y033303

EAN / GTIN

03701127718171

CODICE GEF

28530



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697