

GEF Medica

Cuscino Antidecubito Visco Mouss 41X41X6 Cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **28534**EAN / GTIN **03701127717556**Confezione **1**

CUSCINO VISCO - MOUSS 41x41x7* cm (*Minimo 7 cm, massimo 8 cm) PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO ELEVATO Portata 30-120 Kg. Made in France. Cuscino pre-modellato in schiuma viscoelastica con effetto memory. La schiuma memory è sensibile alla pressione e si adatta rapidamente alla forma del corpo, tornando alla forma originale quando la pressione è rimossa. La forma anatomica con bordi rialzati e la pendenza antero-posteriore migliorano la posizione, la stabilità e il comfort della seduta. Densità schiuma: 86 kg/m³. La linea di cuscini è progettata per prevenire le piaghe da decubito nei pazienti costretti in posizioni sedute per lungo tempo o pazienti in carrozzina. Tutti i cuscini in gel o schiuma sono forniti con una fodera impermeabile in PU con una cerniera e una maniglia.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y033303

EAN / GTIN

03701127717556

CODICE GEF

28534

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697