

GEF Medica

CUSCINO ANTIDECUBITO GEL AIR 2D 41x41x7,5 cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28538

EAN / GTIN 03701127718379

Confezione 1

CUSCINO GEL - AIR 2D 41x41x7,5 cm PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO Portata 30-120 Kg. Made in France. Fabbricato con una base in schiuma modellata viscoelastica e un gel di poliuretano. Il gel fluido viscoelastico (blu) garantisce la massima riduzione della pressione sulle zone vulnerabili mentre il gel normale e la schiuma aumentano la superficie di contatto e ne attutiscono la pressione. La forma del cuscino garantisce una buona posizione da seduti e impedisce di scivolare in avanti. Densità schiuma: 86 kg/m3. La linea di cuscini è progettata per prevenire le piaghe da decubito nei pazienti costretti in posizioni sedute per lungo tempo o pazienti in carrozzina. Tutti i cuscini in gel o schiuma sono forniti con una fodera impermeabile in PU con una cerniera e una maniglia.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y033303

EAN / GTIN

03701127718379

CODICE GEF

28538



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697