

GEF Medica

CUSCINO AD ARIA 40x40x6 cm con cover

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **28544**EAN / GTIN **8023279285444**Confezione **1**

CUSCINO AD ARIA - 40x40x6 cm PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO Con fodera in poliестere, pompa e kit riparazione - singolo compartimento - celle d'aria, 64 o 81, che prevengono le piaghe da decubito - massimizza la distribuzione della pressione e il flusso sanguigno - si adatta alla forma del corpo - si aggiusta in base ai cambiamenti del corpo Portata massima: 150 kg Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, CZ, HU, SI, HR, RO, BG, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y033303

EAN / GTIN

8023279285444

CODICE GEF

28544

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697