



CUSCINO CON SCHIACCIAMENTO CENTRALE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28552

EAN / GTIN 8053470770043

Confezione 1

CUSCINO CONCAVO CENTRALMENTE Dimensioni: 45x45 cm Prodotti per la prevenzione del basso rischio di decubito, in fibra di silicone e rivestiti con fodera in cotone 100% sanforizzato. La proprietà principale della fibra di silicone è di mantenere la forma originale anche dopo forti pressioni. Ciò consente di mantenere un elevato comfort e una distribuzione del peso corretta nel tempo. La fodera in cotone traspirante offre la massima freschezza. Lavabile a 30-40°C. Tutti i cuscini sono forniti con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08030102

EAN / GTIN

8053470770043

CODICE GEF

28552



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697