



## COLLARINO DA VIAGGIO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **28555**EAN / GTIN **8053470770104**Confezione **1**

CUSCINO COLLO DA VIAGGIO Dimensioni: 44x36 cm Prodotti per la prevenzione del basso rischio di decubito, in fibra di silicone e rivestiti con fodera in cotone 100% sanforizzato. La proprietà principale della fibra di silicone è di mantenere la forma originale anche dopo forti pressioni. Ciò consente di mantenere un elevato comfort e una distribuzione del peso corretta nel tempo. La fodera in cotone traspirante offre la massima freschezza. Lavabile a 30-40°C. Tutti i cuscini sono forniti con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V08030102**

EAN / GTIN

**8053470770104**

CODICE GEF

**28555**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697