



COMPRESSORE per cod. 28564

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28565

EAN / GTIN 8023279285659

Confezione 1

Speciale compressore silenzioso per una perfetta regolazione della pressione grazie alla manovella sul pannello frontale. Il compressore può essere agganciato a qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante due ganci. Da usare con i materassi a bolle o a pressione alternata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 25x12xh 10 cm
- Tensione di esercizio: 110-220 V, 50-60 Hz
- Pressione di esercizio: 40-100 mmHg
- Uscita aria: 6-7 litri/min
- Durata ciclo: 6 min
- Scatola: TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080701

EAN / GTIN

8023279285659

CODICE GEF

28565



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697