



MATERASSO A BOLLE + COMPRESSORE (28564+28565)

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28566

EAN / GTIN 8023279285666

Confezione 1

• **MATERASSO A BOLLE** Concepito per il trattamento e la prevenzione delle lesioni da pressione di stadio I nelle terapie di breve termine e a domicilio. Il materasso in PVC è composto da 130 elementi a bolla di 7 cm particolarmente comodi. Si può fissare al letto con dei lembi sui lati superiore e inferiore. Resiste al freddo fino a -30°. Lunghezza lembi: 50+50 cm (superiore ed inferiore). • **COMPRESSORE Speciale** compressore silenzioso per una perfetta regolazione della pressione grazie alla manovella sul pannello frontale. Il compressore può essere agganciato a qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante due ganci. Da usare con i materassi a bolle o a pressione alternata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materasso:
- Dimensioni totali: 200 x 90 x 7 cm
- Altezza elementi: 7 cm (2,7")
- Materiali: PVC
- Spessore: 0,32 mm
- Per pazienti fino a: 135 kg
- Compressore:
- Dimensioni: 25x12xh 10 cm
- Tensione di esercizio: 110-220 V, 50-60 Hz
- Pressione di esercizio: 40-100 mmHg
- Uscita aria: 6-7 litri/min
- Durata ciclo: 6 min
- Scatola: TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

CLASSE DM

I

CND

V080701

EAN / GTIN

8023279285666

CODICE GEF

28566



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it