



## COMPRESSORE per codice 28567

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28568

EAN / GTIN 8023279285680

Confezione 1

Speciale compressore silenzioso per una perfetta regolazione della pressione grazie alla manovella sul pannello frontale. Il compressore può essere agganciato a qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante due ganci. Da usare con i materassi a bolle o a pressione alternata.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 25x12xh 10 cm
- Tensione di esercizio: 110-220 V, 50-60 Hz
- Pressione di esercizio: 40-100 mmHg
- Uscita aria: 6-7 litri/min
- Durata ciclo: 12 min
- Scatola: TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080701

EAN / GTIN

8023279285680

CODICE GEF

28568



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697