



MATERASSO A CELLE + COMPRESSORE (28567+28568)

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28569

EAN / GTIN 8023279285697

Confezione 1

KIT MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI + COMPRESSORE • MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Raccomandato per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da pressione di stadio I e II nelle terapie di medio termine e a domicilio. I 20 elementi in nylon + PVC di 9,5 cm forniscono un confort eccellente. Gli elementi (20+1 di ricambio) sono fissati con clip a pressione e sono facilmente sostituibili in caso di danneggiamento. Manuale e scatola in 10 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, HU, GR, Arabo. •
COMPRESSORE Speciale compressore silenzioso per una perfetta regolazione della pressione grazie alla manovella sul pannello frontale. Il compressore può essere agganciato a qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante due ganci. Da usare con i materassi a bolle o a pressione alternata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materasso:
- Dimensioni totali: 200 x 86 x 9,5 cm
- Altezza elementi: 9,5 cm (4")
- Materiali: Nylon+PVC
- Spessore: 0,32 mm
- Per pazienti fino a: 140 Kg
- Compressore:
- Dimensioni: 25x12xh 10 cm
- Tensione di esercizio: 110-220 V, 50-60 Hz
- Pressione di esercizio: 40-100 mmHg
- Uscita aria: 6-7 litri/min
- Durata ciclo: 12 min
- Scatola: TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

CLASSE DM

I

CND

V080701

EAN / GTIN

8023279285697

CODICE GEF

28569



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it