



Kit 8050 Materasso a Pressione Alternata + pompa

Codice GEF (SKU) 28578

Un sistema avanzato per materasso a pressione alternata. Il compressore multi-modalità offre: - modalità alternata: La pressione è continuamente ridistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno ed evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato. - modalità statica costante: la pressione è ridotta di circa 2/3 rispetto a quella della modalità alternata attraverso l'immersione e l'avvolgimento. Allarmi visivi indicano una situazione anomala, riducendo il rischio di errore umano. Adatto alla prevenzione e al trattamento di ogni stadio di ulcere da decubito. Manuale in: GB, IT. ISO 03.33.06.021

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Un sistema avanzato per materasso a pressione alternata.
- Il compressore multi-modalità offre:
- modalità alternata: La pressione è continuamente ridistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno ed evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato.
- modalità statica costante: la pressione è ridotta di circa 2/3 rispetto a quella della modalità alternata attraverso l'immersione e l'avvolgimento. Allarmi visivi indicano una situazione anomala, riducendo il rischio di errore umano.
- Adatto alla prevenzione e al trattamento di ogni stadio di ulcere da decubito.
- Manuale in: GB, IT.
- ISO 03.33.06.021

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28578



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697