



## KIT 8010 MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA NYLON PVC+POMPA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **28580**

EAN / GTIN **8023279285802**

Confezione **1**

KIT 8010 MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA + COMPRESSORE LIVELLO INTENSIVO STADIO I, II, III, IV Un sistema avanzato per materasso a pressione alternata. Il compressore multi-modalità offre: - modalità alternata: La pressione è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno, evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato. - modalità statica costante: la pressione è ridotta di circa 2/3 rispetto a quella della modalità alternata attraverso l'immersione e l'avvolgimento. Allarmi visivi indicano una situazione anomala, riducendo il rischio di errore umano. Adatto alla prevenzione e al trattamento di ogni stadio di ulcere da decubito. Manuale in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, GR Fodera in cotone con cerniera lampo Uso professionale Le strisce RCP consentono di sgonfiare il materasso rapidamente in caso di emergenza **PRESSIONE ALTERNATA** Funzione di alternanza. Il compressore gonfia e sgonfia gli elementi in maniera ciclica per cambiare i punti di contatto tra il paziente e il letto, per agevolare la circolazione del sangue, prevenire o trattare le piaghe da decubito e ridurre così il dolore del paziente e il lavoro degli operatori. Funzione cuscino: gli elementi presenti nella posizione di testa non vengono alternati, per dare maggiore confort al paziente.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPRESSORE:
- Dimensioni: 30x13,5xh 11 cm
- Durata ciclo: 12 min
- Tensione di esercizio: 220-240 V, 50 Hz
- Pressione di esercizio: 55-120 mmHg
- Materiale scatola: ABS ignifugo
- Uscita aria: 7-8 litri/min
- TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2
- Connettore rapido con capsula di trasferimento per trasformare il materasso in una superficie statica sigillata e facilitare così il trasporto del paziente.
- MATERASSO:
- Dimensione totale: 200x86x21 cm
- Alternanza 1 in 2 (gruppo A e B)
- Altezza elementi: 20 cm (8")
- Materiale copertura: Nylon+PU con fodera in cotone
- Spessore: 0,4 mm
- Numero di elementi: 20+1 ricambio
- Materiale elementi: nylon PVC
- Portata: 160 kg

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080701

EAN / GTIN

8023279285802

CODICE GEF

28580



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)