



Thermy Gel Caldo-freddo 11x26 Cm

Codice GEF (SKU) 28594

EAN / GTIN 8023279285949

THERMY GEL CALDO-FREDDO 11x26 cm - conf. da 25 Gel caldo/freddo per uso medico, atossico e riutilizzabile. I panetti di gel possono essere messi nel forno a microonde e nell'acqua bollente, risultando

CARATTERISTICHE TECNICHE

- THERMY GEL CALDO-FREDDO 11x26 cm - conf. da 25 Gel caldo/freddo per uso medico, atossico e riutilizzabile. I panetti di gel possono essere messi nel forno a microonde e nell'acqua bollente, risultando ideali in tutti i casi in cui è indicata l'applicazione di calore, per esempio lombalgia, torcicollo, reumatismi, ipotermia. Messi nel freezer, sono perfetti per tutti i casi in cui è richiesta l'applicazione di ghiaccio, per esempio ematomi, distorsioni, traumi, ipertermia. Thermy Gel è utilizzabile con l'apposita fodera (28596) per evitare ustioni. Istruzioni multilingue in: GB*, FR*, IT*, ES*, PT*, DE*, PL, NL, CZ, DK, SE, FI, EE, LT, LV, SK, SI, RO, HU, HR, GR, BG, Arabo. *Stampate anche sul prodotto

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279285949

CODICE GEF

28594



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697