



## LAMPADA INFRAROSSI CON LAMPADINA PHILIPS 150W stand

Codice GEF (SKU) **28644**

Confezione **1**

LAMPADA A INFRAROSSI CON LAMPADINA PHILIPS 150W - piantana  
La lampada si scalda per offrire luce a infrarossi rilassante e riscaldante a sostegno dei trattamenti termici. Ha una testa di irradiazione regolabile a 360°. Altezza regolabile da 60 a 150 cm. Fornita con lampadina Philips. Dimensioni: 31,5 x h 60 - 150 cm. Peso: 6 kg. Tensione: CA 210-230 V Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, RO, GR.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

**28644**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697