

# Lampadina Philips 150w per 28644, 28646 - Ricambio

Codice GEF (SKU) **28647**

Confezione **1 pz.**

LAMPADINA PHILIPS 150W - ricambio

GEF Medica

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**28647**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697