



Lampada Infrarossi 250 W - da Tavolo

Codice GEF (SKU) 28652

EAN / GTIN 8436562860097

LAMPADA A INFRAROSSI - 250 W - da tavolo con morsetto Lampada a infrarossi con distribuzione uniforme del calore. Il faretto è montato su un braccio articolato molto preciso, che consente di regolare

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMPADA A INFRAROSSI - 250 W - da tavolo con morsetto Lampada a infrarossi con distribuzione uniforme del calore. Il faretto è montato su un braccio articolato molto preciso, che consente di regolare facilmente la posizione della luce, offrendo un'ampia portata e il massimo spostamento verticale e orizzontale. Struttura metallica. La lampada è fabbricata con materiali durevoli e ha costi di manutenzione molto ridotti. Testa Ø 21 cm Lunghezza braccio 90 cm (45+45) Il braccio articolato a molla consente di ottenere diverse posizioni Made in Spain.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8436562860097

CODICE GEF

28652



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697