



## Lampada Infrarossi 250 W - su Carrello

Codice GEF (SKU) 28653

EAN / GTIN 8436562860097

LAMPADA A INFRAROSSI I - 250 W - su carrello Lampada a infrarossi con distribuzione uniforme del calore. Il faretto è montato su un braccio articolato molto preciso, che consente di regolare facilmente

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMPADA A INFRAROSSI I - 250 W - su carrello Lampada a infrarossi con distribuzione uniforme del calore. Il faretto è montato su un braccio articolato molto preciso, che consente di regolare facilmente la posizione della luce, offrendo un'ampia portata e il massimo spostamento verticale e orizzontale. Struttura metallica. La lampada è fabbricata con materiali durevoli e ha costi di manutenzione molto ridotti. Testa Ø 21 cm Lunghezza braccio 90 cm (45+45) Il braccio articolato a molla consente di ottenere diverse posizioni Made in Spain.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8436562860097

CODICE GEF

28653



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697