

Lampadina 250 W per 28653

GEF Medica

Codice GEF (SKU) 28654

EAN / GTIN 8711500575210

Confezione 1 pz.

LAMPADINA DI RICAMBIO - 250 W

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8711500575210

CODICE GEF

28654



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697