



Scaldaletto Elettrico Matrimoniale

Codice GEF (SKU) 28661

EAN / GTIN 8023279286618

Confezione 1

Scaldaletti elettrici in tessuto non tessuto (poliestere) stampato. Riscaldano e rilassano l'intero corpo, notte e giorno. 3 impostazioni di temperatura con indicatore di livello. Il modello matrimoniale ha 2 controller. Comando manuale staccabile per consentire di lavare lo scaldaletto. Protezione contro il surriscaldamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (cm): 160x140
- Consumo elettricità: 2x60 W
- Tensione: 220-240 V

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279286618

CODICE GEF

28661



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697