



TERMOFORO CON COPERTURA

Codice GEF (SKU) 28671

EAN / GTIN 8023279286717

Confezione 1

TERMOFORO CON COPERTURA Termofori in morbidissimo pile, con o senza copertura. 6 impostazioni di temperatura con indicatore di livello. Spegnimento automatico dopo 90 minuti. Comando manuale staccabile per consentire di lavare il termoforo. Riscaldamento rapido, protezione contro il surriscaldamento. Forniti con scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, PT, GR, SE, PL, RO, FI, CZ.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 63x42 cm
- Consumo elettricità: 100 W
- Tensione: 220-240 V

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279286717

CODICE GEF

28671



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697