



SACCA URINE PEDIATRICA sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 28685

EAN / GTIN 8023279286854

Confezione 1

Sacca per urina ad uso pediatrico, può essere utilizzata da maschi e femmine. Ogni sacca è confezionata individualmente in una bustina di plastica. La sacca ha graduazione da 10 a 100 ml, sterile. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, FI, PL, CZ, HU, HR, RO, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
A06030301EAN / GTIN
8023279286854CODICE GEF
28685

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697