



SACCA URINE 2000 cc -tubo 90 cm+val. antireflusso

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **28691**EAN / GTIN **8023279286915**Confezione **1**

SACCHE URINA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO DA 2000 cc - tubo da 90 cm - in polybag • Busta da 30 sacche con fustella, etichette codice a barre per il rimborso e 1 gancio • Istruzioni in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL. • Non sterile • Ø tubo: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm • Privo di lattice e ftalati

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
28691	28691	8023279286915	1
28694	28694	8023279286946	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

A06030399

EAN / GTIN

8023279286915

CODICE GEF

28691

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697