



CATETERE ESTERNO UOMO lattice

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 28710

EAN / GTIN 7290018953020

Confezione 1

CATETERI ESTERNI IN LATTICE PER UOMO Cateteri esterni per uomo realizzati in lattice medico naturale. Il tappo zigrinato evita che il sistema di drenaggio possa arrotolarsi e che il flusso di urina venga bloccato. Non sono possibili fuoriuscite o rigonfiamenti. • Catetere esterno uomo Ø 30 mm • Misura: L Sacchetto e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, RO, HU, SE, FI, GR, BG)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
28710	28710	7290018953020	1
28711	28711	7290018953037	1
28712	28712	7290018953044	1
28713	28713	7290018953624	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

U070201

EAN / GTIN

7290018953020

CODICE GEF

28710



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697