



CATETERE ESTERNO diam 30 mm +FASCIA HYDROCOLLOID

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28724

EAN / GTIN 7290018953075

Confezione 1

KIT: CATETERE ESTERNO PER UOMO + STRISCIA ADESIVA IN BUSTA Cateteri esterni per uomo realizzati in lattice medico naturale. Il tappo zigrinato evita che il sistema di drenaggio possa arrotolarsi e che il flusso di urina venga bloccato. Non sono possibili fuoriuscite o rigonfiamenti. • Kit: catetere Ø 30 mm + fascia idrocolloidale • Misura: L Sacchetto e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, RO, HU, SE, FI, GR, BG)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

U070201

EAN / GTIN

7290018953075

CODICE GEF

28724



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697