



SISTEMA DI FISSAGGIO 3 in 1 per sacche urine, tubo e catetere

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **28727**EAN / GTIN **7290018953600**Confezione **1**

Pratica e discreta fascia universale completa per fissare una sacca urina, un tubo di sacca urina o un catetere. La fascia Z-strap appositamente progettata è fabbricata in tessuto medico di massima qualità che evita le irritazioni; la bordatura in silicone sul lato interno mantiene ferma la fascia, evitando disagi. - misura unica (lunghezza 70 cm), da tagliare per ottenere la dimensione desiderata - la banda larga (5 cm) distribuisce meglio la pressione e il peso, specialmente per i diabetici - facilità di applicazione per infermieri e pazienti, veloce da mettere e togliere - delicata sulla pelle, senza adesivi / non richiede depilazione - fascette di fissaggio per tubi di drenaggio - evita le lesioni causate da movimenti bruschi - si adatta a tutte le misure di sacche urina e sacche urina da gamba - riutilizzabile, lavabile in lavatrice, non si restringe - evita lesioni da pressione, la banda larga esercita meno pressione per cm²

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0499

EAN / GTIN

7290018953600

CODICE GEF

28727

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697