



Supporto Caviglia 19-21 Cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **28781**EAN / GTIN **8023279287813**Confezione **1**

Supporti in maglia elastica per adattarsi alla forma del corpo.

Cuscinetto in gel al suo interno per il sollievo di nervi, muscoli, articolazioni e una maggiore stabilità.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y06120601

EAN / GTIN

8023279287813

CODICE GEF

28781

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697