



## DINAMOMETRO IN PLASTICA

Codice GEF (SKU) **28790**

EAN / GTIN **8023279287905**

Confezione **1**

DINAMOMETRO - plastica L'indicatore resta al massimo livello fino all'azzeramento ed è calibrato a 0-75 kg Dimensioni: 20x15 cm. Confezionato in blister. Manuale in: GB, FR, IT, ES. Valori di misurazione indicativi.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279287905**

CODICE GEF

**28790**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697